

DYNAMISCHE SPREIZHOSE IDEAL

(Graf-Methode Typ IIa(-), IIb und IIc)

Die Hüften eines Neugeborenen sollten bereits in den ersten Lebenstagen sehr sorgfältig behandelt werden. Durch Prävention versucht man zu verhindern, dass sich die Hüfte des Kindes verschlimmert und somit eine drastische Behandlung erforderlich wird. Die DYNAMISCHE SPREIZHOSE für Hüften vom Typ II (Klassifikation nach Graf) wurde so konzipiert, dass sie für Neugeborene bereits ab den ersten Lebenstagen geeignet ist.

Sie besteht aus weichen, aber gleichzeitig effektiven Materialien. Dank der verschiedenen Einstellungen kann sie auf unterschiedliche Weise getragen werden. Je nach Behandlung können die Beingurte gekreuzt oder nicht gekreuzt werden, wodurch verschiedene Möglichkeiten der Spreizung gegeben sind. Diese sind auf der Spreizhose selbst angegeben, um den Eltern den Wechsel zu erleichtern.

Der Bezug ist bei 50 °C waschbar, das Innenmaterial muss vor dem Waschen herausgenommen werden. Die Spreizhose besteht aus hypoallergenen Materialien, außen aus Baumwolle und innen aus einem weichen Schaumstoffmaterial.

Wir empfehlen die Verwendung von:

- Größe 0 für Babys von der Geburt bis 6 Wochen, ca. 45-52 cm Brustumfang (der Brustumfang wird am angezogenen Baby gemessen, wobei das Maßband unter den Achseln durchzuführen ist).
- Größe 1 für Kinder von 6 bis 9 Wochen, ca. 52-58 cm Brustumfang (der Brustumfang wird am angezogenen Baby gemessen, wobei das Maßband unter den Achseln durchzuführen ist).
- Größe 2 für Kinder ab ca. 9 Wochen, 55-62 cm Brustumfang (der Brustumfang wird am angezogenen Baby gemessen, wobei das Maßband unter den Achseln durchzuführen ist).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice oder fragen Sie Ihren Arzt.

Patent Nr. 0000272518



Importiert durch:
Helvetica Health Care Sàrl
Voie-de-traz 20
1218 Le Grand-Saconnex (GE) - Schweiz



Vertrieb durch:



Hersteller:
Povatex s.a.s
Via Alessandro Manzoni, 58
73056 Taurisano (LE) – Italien

IDEAL DYNAMIC HIP HARNESS

(Graf method type IIa(-), IIb and IIc)

A newborn's hips must be carefully treated immediately from birth. By acting preventively, we can avoid a worsening of the newborn's hips and the need for drastic treatments. The DYNAMIC HIP HARNESS was designed for type II hip dysplasia (Graf type classification) and is suitable for use from birth.

It is made from soft but effective materials. The different settings mean it can be worn in various ways; the leg loops can be crossed or uncrossed where needed, based on the treatment, therefore offering a wide range of possibilities to adjust the hip position. These are indicated on the harness itself to facilitate changing for parents.

The lining can be washed up to 50 °C. The internal material must be removed before washing. The harness is made from hypoallergenic materials: cotton exterior and soft expandable interior.

Recommended use:

- size 0 for children from birth to 6 weeks, approximately 45-52 cm (with the child in clothing, measure the chest circumference taking care to pass below the armpits).
- size 1 for children from 6 to 9 weeks, approximately 52-58 cm (with the child in clothing, measure the chest circumference taking care to pass below the armpits).
- size 2 for children from around 9 weeks, approximately 55-62 cm (with the child in clothing, measure the chest circumference taking care to pass below the armpits).

For more information contact our customer service team or speak to your doctor.

Patent No. 0000272518



Importer:

Helvetica Health Care Sàrl
Voie-de-traz 20
1218 Le Grand-Saconnex (GE) - Switzerland



Distributor:



Manufacturer:

Povatex s.a.s
Via Alessandro Manzoni, 58
73056 Taurisano (LE) – Italy

ARNES DINÁMICO IDEAL

(Método de Graf, tipo IIa (-), IIb y IIc)

Las caderas del recién nacido deben tratarse con cuidado desde los primeros días de vida. Por ello, mediante la prevención, intentamos evitar un empeoramiento de las caderas del bebé y la necesidad de aplicar tratamientos drásticos. Así se ha diseñado el ARNES DINÁMICO para caderas del tipo II (en la clasificación del Método de Graf), adecuado para el bebé desde los primeros días de vida.

Está fabricado con materiales suaves y eficaces. Las distintas posiciones de regulación le otorgan un ajuste variable. Las perneras se pueden cruzar o no cruzar según el tratamiento, lo que ofrece varias posibilidades de separación regulada, indicadas sobre el mismo separador para facilitar el ajuste a los padres.

El forro se puede lavar a 50°, se debe extraer el material interno antes del lavado. El separador está fabricado con materiales hipoalergénicos: algodón por fuera y un material suave y espumoso por dentro.

Uso recomendado:

- talla 0 para bebés desde el nacimiento a las 6 semanas de edad, aprox. 45-52 cm (con el bebé vestido, medir la circunferencia del pecho pasando por debajo de las axilas).
- talla 1 para bebés de entre 6 y 9 semanas de edad, aprox. 52-58 cm (con el bebé vestido, medir la circunferencia del pecho pasando por debajo de las axilas).
- talla 2 para bebés de 9 semanas de edad en adelante, aprox. 55-62 cm (con el bebé vestido, medir la circunferencia del pecho pasando por debajo de las axilas).

Para más información, contacta con el servicio de atención al cliente o con tu médico.

Patente N. 0000272518



Importa:



Distribuye:

Helvetica Health Care Sàrl
Voie-de-traz 20
1218 Le Grand-Saconnex (GE) - Switzerland



Produce:

Povatex s.a.s
Via Alessandro Manzoni, 58
73056 Taurisano (LE) – Italy

HARNAIS DYNAMIQUE IDEAL

(Méthode Graf type IIa(-), IIb et IIc)

Les hanches du nouveau-né doivent être traitées avec la plus grande précaution, et ce dès ses tous premiers jours. La prévention permet d'éviter toute aggravation des problèmes de hanches du nouveau-né, et donc de futurs traitements drastiques. C'est ainsi qu'a été imaginé le HARNAIS DYNAMIQUE pour hanches de type II (classification Méthode de Graf) adapté aux tous premiers jours du nouveau-né.

Il est réalisé dans des matériaux souples mais efficaces. Les positions de réglage permettent différents ajustements ; les attaches de jambes peuvent éventuellement être croisées ou non, selon le traitement, donnant ainsi différentes possibilités d'écartement, réglé et indiqué sur l'écarteur lui-même pour faciliter le change aux parents.

La housse est lavable à 50 °C, le matériau interne doit être retiré avant lavage. Le harnais est constitué de composants hypoallergéniques, de coton à l'extérieur et d'un matériau expansé tout doux à l'intérieur.

Conseils d'utilisation :

- taille 0 pour les bébés de la naissance jusqu'à la 6^e semaine, 45 à 52 cm environ (bébé habillé, mesurer la circonférence du thorax en veillant bien à passer sous les aisselles).
- taille 1 pour les bébés de la 6^e à la 9^e semaine, 52 à 58 cm environ (bébé habillé, mesurer la circonférence du thorax en veillant bien à passer sous les aisselles).
- taille 2 pour les bébés à partir de la 9^e semaine, 55 à 62 cm environ (bébé habillé, mesurer la circonférence du thorax en veillant bien à passer sous les aisselles).

Pour plus d'informations, contactez notre service client ou consultez votre médecin.

Brevet N° 0000272518



Importateur :

Helvetica Health Care Sàrl
Voie-de-traz 20
1218 Le Grand-Saconnex (GE) - Suisse



Distributeur :



Fabricant :

Povatex s.a.s
Via Alessandro Manzoni, 58
73056 Taurisano (LE) – Italie

DIVARICATORE DINAMICO IDEAL

(Metodo Graf tipo IIa(-), IIb and IIc)

Le anche del neonato vanno trattate con cura già dai primissimi giorni di vita. In tal modo, con la prevenzione, si cerca di evitare un peggioramento delle anche del neonato e quindi la necessità di trattamenti drastici. E' stato così ideato il DIVARICATORE DINAMICO per anche tipo II (classificazione Metodo di Graf) adatto sin dai primi giorni di vita del neonato.

E' realizzato con materiali morbidi ma nello stesso tempo efficaci. Le diverse posizioni di regolazione danno una vestibilità varia; i cosciali si possono eventualmente incrociare o non incrociare, in base al trattamento dando così varie possibilità di divaricazione regolata e indicata sul divaricatore stesso per facilitare il cambio ai genitori.

La fodera è lavabile a 50°, il materiale interno deve essere estratto prima del lavaggio. Il divaricatore è costituito da materiali anallergici, cotone all'esterno ed un morbido materiale espanso per l'interno.

Si consiglia l'uso:

- misura 0 per bambini dalla nascita fino alla 6 settimana circa cm. 45-52 (con bimbo vestito misurare circonferenza torace facendo attenzione di passare da sotto le ascelle).
- misura 1 per bambini dalla 6 alla 9 settimana circa cm. 52-58 (con bimbo vestito misurare circonferenza torace facendo attenzione di passare da sotto le ascelle).
- misura 2 per bambini dalla 9 settimana circa in poi cm. 55-62 (con bimbo vestito misurare circonferenza torace facendo attenzione di passare da sotto le ascelle).

Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio clienti o consultare il proprio medico.

Brevetto N. 0000272518



Importatore:



Distributore:

Helvetica Health Care Sàrl
Voie-de-traz 20
1218 Le Grand-Saconnex (GE) - Switzerland



Produttore:

Povatex s.a.s
Via Alessandro Manzoni, 58
73056 Taurisano (LE) – Italy